



Composition des armoires à pharmacie ou boîtes de secours dans les stands de tir

<u>Description</u>	<u>Quantité</u>
bandes de cambric léger de 5 m de longueur minimum et de 5 cm de largeur	2
canule de réanimation	1
ciseaux inoxydables (longueur 10 à 14 cm)	1 paire
couverture de survie (feuille argentique)	1
épingles de sûreté inoxydables (dans une boîte ou attachées sur un carton)	10
gants jetables pour les soins	5 paires
garrot élastique (largeur 5 cm)	1
liquide physiologique en capsule de 20 ml (boîte)	1
notice reprenant les numéros de téléphone des services d'urgence de la région	1
notice : " Soins d'urgence en attendant l'arrivée du médecin "	1
ouate hydrophile comprimée (conditionnement 20 g net)	2
pansement de 1 ^{re} urgence (petites coupures...)	1
pansement monté aseptique (bande de 1 m de longueur minimum et de 6 cm de largeur)	1
pansement stérile (cartouche) dont la bande de gaze mesure 2 m sur 7 cm et le gâteau de pansement 14 cm sur 12 cm	1
pansement stérile (cartouche) dont la bande de gaze mesure 2 m sur 5 cm et le gâteau de pansement 10 cm sur 7 cm	1
pansement triangulaire stérile (dimensions : 90 cm, 90 cm, 127 cm)	1
pansements spéciaux pour brûlure (assortiment de largeurs diverses)	1
pince à écharder (à épiler au minimum)	1
pince de Kocher [⊗]	1
pince moustique [⊗]	1
solution antiseptique alcool iodé à 1 % ou digluconate de chlorhexidine en solution alcoolique d'au moins 50 volumes % ou toute solution considérée comme équivalente (30 ml en plusieurs ampoules (avec lime)	1
sparadrap adhésif soie (rouleau de 5 m de longueur minimum et de 2,5 cm de largeur)	1

Liste établie par Dr J. Mostade
Commission Médicale URSTBf

[⊗] matériel éventuel mais non indispensable au traitement d'urgence, pince chirurgicale onéreuse



Exemple de valisette qui convient à l'usage du traitement des 1^{er} soins dans un stand de tir.



Petit format de boîte de secours:
 Contenu et utilisation



Un petit conseil:

Vérifiez régulièrement les dates de péremption du matériel médical de vos produits médicamenteux.
 Contactez-nous pour changer les produits périmés.

Description	Qté	Utilisation
Gants non stériles (paire)	3	Protection pour le secouriste en cas d'hémorragie
Ciseau de Lister	1	Découpe tout
Pansement compressif (7 cm x 10 cm)	2	Comprime directement l'hémorragie
Bande Velpeau (5 cm x 4 m)	1	Foulure
Garrot	1	A n'utiliser que dans les 3 cas d'exception, connus du secouriste
Masque Pocket de réanimation	1	Utiliser dans le cas du bouche-à-bouche, tout en se protégeant contre les maladies virales
Couverture de survie en aluminium	1	Le côté argenté réchauffe Le côté doré refroidit
Cold pack	1	Donner un coup sur le sac, pour obtenir une compresse réfrigérante. Idéal, pour les coups ou pour emballer un membre sectionné
Micropore (rouleau de 5 m)	1	Sparadrap découpable
Compresse (5 cm x 5 cm)	10	Utiliser dans l'application du produit désinfectant
Sparadrap (rouleau de 1 m)	1	A appliquer sur les coupures
Flapule d'hibidile	4	Désinfectant non coloré
Flapule de sérum physiologique	2	Désinfectant pour les yeux
Notice d'urgence	1	

Pour toute information complémentaire
 Contactez E.S.M. au +32 (0)4 236 65 93

Possibilité de trousse de secours à la carte

Les boîtes de secours ESM sont conformes au contenu légal prévu à l'article 178 du RGPT.